



# eco

Medizintechnik

## Verbinden & Stützen



**Telefon** 09123 9908 36

**Fax** 09123 9875 85

**eco Service**  
Reparaturen, Eichungen, Ersatzteile

## **eco** Medizintechnik – Germany

Ihr Traditionshersteller von Ligasano Verbandschienen, Medizinprodukte, Krankenpflegeartikel aus Aluminium, Edelstahl und Textil.



### **Sprechstundenbedarf (SSB):**

Wir liefern Ihnen Sprechstundenbedarf frei Haus, alle Artikel mit diesem Logo versehen, sind in fast allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf abrechenbar. Bitte beachten Sie regionale Unterschiede, gerne beraten wir Sie. Gerne erhalten Sie „kostenfreie und frankierte“ Freiumschläge zur Übersendung Ihrer Rezepte.




### **Patientenrezept:**

Als Partner der Krankenkassen, rechnen wir auch Patientenrezepte ab, bitte beachten Sie alle Artikel mit diesem Logo. Gerne beraten wir Sie vorab.

### **Service:**

Als Hersteller bieten wir Ihnen ebenso kostengünstige Reparaturen und Sonderanfertigungen sowie Ersatzteile an. In unserer Werkstatt reparieren wir auch Chir. Instrumente von der Schere über den Nadelhalter bis zur OP-Tischauflage.



# LIGASANO® Fix

leicht und sicher **schützen**.

Fingerschienen, Arm- und Beinschienen



leicht und stabil  
individuell formbar  
röntgentransparent  
auch für offene Wunden  
sterilisierbar

 made in  
Germany



## Leicht und sicher heilen.

LIGASANO®FIX Oberarm-Schutz läßt sich

- mühelos von Hand formen
- leicht mit Binde befestigen
- individuell an jede anatomische Stellung anpassen.

Der leichte Aluminiumträger stützt stabil und garantiert

zugleich viel Beweglichkeit. Die LIGASANO®-Auflage ist

- Druck- und Saugpolster
- bei Bedarf Träger für Salben.

LIGASANO®FIX überzeugt unter anderem durch

- gleichmäßig verteilten Druck
- gute Hautverträglichkeit

- hohe Feuchtigkeitsabsorption
- Abbau von Wärmestauung
- Wundreinigung und Granulationsanregung auch ohne medikamentöse und manuelle Begleitmaßnahmen (bei offenen Wunden)
- sterilisierbar bei 134°C/3 Min.

### Oberarm-Schutz

Art.-Nr.	PZN-Nr.	Format
21312	00062604	25 x 12 x 5 cm/Alu-Schiene * <b>K</b>
21313	00062610	25 x 12 x 5 cm/ Polster * <b>K</b>
21308	04416364	40 x 18 x 8 cm/Alu-Schiene *
21309	04416370	40 x 18 x 8 cm/ Polster *
21310	04416387	50 x 25 x 10 cm/Alu-Schiene *
21311	04416393	50 x 25 x 10 cm/ Polster *

Packungsinhalt: \* = 1 Stück

**K = für Kinder**



Made in Germany

LIGASANO® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ligamed medical Produkte GmbH



## Leicht und sicher heilen.

LIGASANO®FIX Unterarm-Schutz läßt sich

- mühelos von Hand formen
- leicht mit Binde befestigen
- individuell an jede anatomische Stellung anpassen.

Der leichte Aluminiumträger stützt stabil und garantiert

zugleich viel Beweglichkeit. Die LIGASANO®-Auflage ist

- Druck- und Saugpolster
- bei Bedarf Träger für Salben. LIGASANO®FIX überzeugt unter anderem durch
- gleichmäßig verteilten Druck
- gute Hautverträglichkeit

- hohe Feuchtigkeitsabsorption
- Abbau von Wärmestauung
- Wundreinigung und Granulationsanregung auch ohne medikamentöse und manuelle Begleitmaßnahmen (bei offenen Wunden)
- sterilisierbar bei 134°C/3 Min.

### Unterarm-Schutz

Art.-Nr.	PZN-Nr.	Format / 1 cm LIGASANO®
21019	08815486	4,0 x 15 cm ** <b>K</b>
21012	03981754	4,0 x 20 cm ** <b>K</b>
21076	08815457	6,0 x 20 cm * <b>K</b>
21013	03450637	6,0 x 30 cm * <b>K</b>
21009	03382373	6,0 x 40 cm *
21109	03450554	6,0 x 40 cm * / 2cm Ligasano
21010	03382396	8,0 x 40 cm *
21110	03450560	8,0 x 40 cm * / 2cm Ligasano
21011	03382404	10,0 x 40 cm *
21111	03450577	10,0 x 40 cm * / 2cm Ligasano

Packungsinhalt:

\* = 5 Stück

\*\* = 10 Stück

**K:** für Kinder



Made in Germany

LIGASANO® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ligamed medical Produkte GmbH



## Leicht und sicher heilen.

LIGASANO®FIX Bein-Schutz läßt sich

- mühelos von Hand formen
  - leicht mit Binde befestigen
  - individuell an jede anatomische Stellung anpassen.
- Der leichte Aluminiumträger stützt stabil und garantiert

zugleich viel Beweglichkeit. Die LIGASANO®-Auflage ist

- Druck- und Saugpolster
- bei Bedarf Träger für Salben. LIGASANO®FIX überzeugt unter anderem durch
- gleichmäßig verteilten Druck
- gute Hautverträglichkeit

- hohe Feuchtigkeitsabsorption
- Abbau von Wärmestauung
- Wundreinigung und Granulationsanregung auch ohne medikamentöse und manuelle Begleitmaßnahmen (bei offenen Wunden)
- sterilisierbar bei 134°C/3 Min.

### Bein-Schutz

Art.-Nr.	PZN-Nr.	Größe / 2 cm LIGASANO®
21117	0741 0037	8 x 50 cm*
21118	0741 0043	8 x 60 cm*
21114	0389 3843	8 x 70 cm*
21112	0389 3820	10 x 70 cm*
21113	0389 3837	10 x 80 cm*

Packungsinhalt: \* = 1 Stück



Made in Germany

LIGASANO® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ligamed medical Produkte GmbH



## Leicht und sicher heilen.

LIGASANO® FIX Finger-Schutz läßt sich

- mühelos von Hand formen
  - leicht mit Binde befestigen
  - individuell an jede anatomische Stellung anpassen.
- Der leichte Aluminiumträger stützt stabil und garantiert

zugleich viel Beweglichkeit.

Die LIGASANO® -Auflage ist

- Druck- und Saugpolster
- bei Bedarf Träger für Salben.

LIGASANO® FIX überzeugt unter anderem durch

- gleichmäßig verteilten Druck
- gute Hautverträglichkeit

- hohe Feuchtigkeitsabsorption
- Abbau von Wärmestauung
- Wundreinigung und Granulationsanregung auch ohne medikamentöse und manuelle Begleitmaßnahmen (bei offenen Wunden)
- sterilisierbar bei 134°C/3 Min.

### Finger- Schutz

Art.-Nr.	PZN-Nr.	Format /1 cm LIGASANO®
21000	07235947	Doppelkreuz *
21001	03819491	1,3 x 23 cm **
21003	03819522	2,0 x 23 cm **
21005	03819545	2,5 x 23 cm **
21071	03893783	1,3 x 27 cm **
21073	03893808	2,0 x 27 cm **
21075	03893814	2,5 x 27 cm **
21014	03893777	4,0 x 27 cm **
21201	08815492	1,3 x 16 cm **
21020	08815463	2,5 x 30 cm **
21035	06647820	2,5 x 35 cm **
21040	07235953	2,5 x 40 cm **
21007	03819568	4,0 x 40 cm **
21008	03382367	5,0 x 40 cm *
21002	03819516	1,3 x 50 cm **
21004	03819539	2,0 x 50 cm **
21006	03819551	2,5 x 50 cm **

#### NEUHEITEN:

21116	Quick-Fix Fingerschiene	2,0 x 16 cm **
SSB98756 PZN:10748366	fertig gebogener Fingersplint	2,0 x 5,5 cm (einzeltn verpackt)
SSB98757	Baseballsplint Fingerschiene	Gr. S - 9 cm
SSB98758	Baseballsplint Fingerschiene	Gr. M - 10 cm
SSB98759	Baseballsplint Fingerschiene	Gr. L - 12 cm

Packungsinhalt:

\* = 5 Stück

\*\* = 10 Stück



Made in Germany



## Leicht und sicher heilen.

Finger-Schutz

Daumen-Schutz

Unterarm-Schutz

Oberarm-Schutz

Bein-Schutz



### LIGASANO®FIX

bewährt sich hervorragend bei

- einfachen Frakturen, Gelenkschäden und Zerrungen
- Verstauchungen, Abschürfungen und Verbrennungen
- Infektionen und Nagelbettverletzungen

### LIGASANO®FIX

überzeugt durch

- gleichmäßige Druckverteilung
- hervorragende Hautverträglichkeit
- hohe Feuchtigkeitsabsorption
- wohltuender Abbau von Wärmestauungen



## LIGASANO® FIX



**LIGASANO®FIX** verbindet die Vorteile einer wirtschaftlichen Praxisanwendung mit den überzeugenden Eigenschaften der bewährten LIGASANO®-Auflage. LIGASANO® ist ein auf physikalischer Basis therapeutisch wirksames Polyurethan.

**LIGASANO®FIX** läßt sich

- mühelos von Hand formen
- leicht mit Binde befestigen
- individuell an jede anatomische Stellung anpassen.

Der leichte Aluminiumträger stützt stabil und garantiert zugleich viel Beweglichkeit.

Die **LIGASANO®**-Auflage ist

- Druck- und Saugpolster und
- bei Bedarf Träger für Salben.



- Wundreinigung und Granulationsanregung auch ohne medikamentöse und manuelle Begleitmaßnahmen (bei offenen Wunden)

Weitere Vorteile sind

- verstärkte Sekretion
- Sterilisierbarkeit mit Dampf bei 134°C/3 Min.

### LIGASANO®FIX

hat in der Standardversion eine ein Zentimeter dicke LIGASANO®-PUR-Schaumstoffauflage. Armschienen gibt es alternativ mit zwei Zentimetern; Beinschienen nur mit zwei Zentimeter Auflage; Ober- und Unterarmschienen auch als Polsterhülle mit einsteckbarer Alu-Schiene.

### LIGASANO®FIX

Verpackungseinheiten sind zehn Stück im Faltpack bzw. fünf Stück je Abmessung eingeschweißt im Polybeutel. (Beinschiene: ein Stück)

Literaturhinweis:

Deutsches Ärzteblatt 77/1980  
Heft 25, Seite 1621-1625  
Prof. Dr. G. Weber/Dr. K. Galli



**Orthomed® Fix-Verbandschiene - Made in Germany**

aus Schaumstoff mit einer Aluminiumeinlage, abwaschbarem Bezug. Dadurch sind diese Verbandschienen biegefähig und Röntgenstrahlendurchlässig, keine Verschmutzung durch abwaschbaren Bezug.

**Wir können hier aus eigener Produktion jedes Sondermaß liefern!**

Artikelnr:	Bezeichnung	Abmessung	PHZ
LIG5153	Fix-Verbandschiene	15x3cm	11516669
LIG5203	Fix-Verbandschiene	20x3cm	11516735
LIG5253	Fix-Verbandschiene	25x3cm	11516741
LIG5303	Fix-Verbandschiene	30x3cm	11516758
LIG5403	Fix-Verbandschiene	40x3cm	11516764
LIG5155	Fix-Verbandschiene	15x5cm	11516770
LIG5205	Fix-Verbandschiene	20x5cm	11516787
LIG5255	Fix-Verbandschiene	25x5cm	11516793
LIG5305	Fix-Verbandschiene	30x5cm	11516801
LIG5405	Fix-Verbandschiene	40x5cm	11516818
LIG5505	Fix-Verbandschiene	50x5cm	11516847
LIG5605	Fix-Verbandschiene	60x5cm	11516899
LIG5307	Fix-Verbandschiene	30x7cm	11516907
LIG5407	Fix-Verbandschiene	40x7cm	11516913
LIG5507	Fix-Verbandschiene	50x7cm	11516936
LIG5607	Fix-Verbandschiene	60x7cm	11516942
LIG5707	Fix-Verbandschiene	70x7cm	11516959
LIG5807	Fix-Verbandschiene	80x7cm	11516971
LIG5309	Fix-Verbandschiene	30x9cm	11516988
LIG5409	Fix-Verbandschiene	40x9cm	11516994
LIG5509	Fix-Verbandschiene	50x9cm	11517002
LIG5609	Fix-Verbandschiene	60x9cm	11517019
LIG5709	Fix-Verbandschiene	70x9cm	11517025
LIG5809	Fix-Verbandschiene	80x9cm	11517031
LIG5909	Fix-Verbandschiene	90x9cm	11517048
LIG51009	Fix-Verbandschiene	100x9cm	11517060
LIG54011	Fix-Verbandschiene	40x11cm	11517195
LIG55011	Fix-Verbandschiene	50x11cm	11517232
LIG56011	Fix-Verbandschiene	60x11cm	11517261
LIG57011	Fix-Verbandschiene	70x11cm	11517284
LIG58011	Fix-Verbandschiene	80x11cm	11517315
LIG59011	Fix-Verbandschiene	90x11cm	11517427
LIG510011	Fix-Verbandschiene	100x11cm	11517433
LIG512011	Fix-Verbandschiene	120x11cm	11517456
LIG514011	Fix-Verbandschiene	140x11cm	11517462



Schiene zur Behandlung von Verletzungen des Endgliedes der Finger, dadurch Ruhigstellung in Streckstellung.



mit Löchern

Farbe: haut

Material: Kunststoff



Artikelnr.	Bezeichnung	Größe	PHZ
SP11	Fingerschiene nach Stack 1	15 mm	10756302
SP12	Fingerschiene nach Stack 2	17 mm	10756319
SP13	Fingerschiene nach Stack 3	19 mm	10756325
SP14	Fingerschiene nach Stack 4	21 mm	10756354
SP15	Fingerschiene nach Stack 5	23 mm	10756360
SP155	Fingerschiene nach Stack 5.5	25 mm	10756377
SP16	Fingerschiene nach Stack 6	26 mm	10756383
SP17	Fingerschiene nach Stack 7	29 mm	10756408

### 3pp® Buddy loop® Fingerverband |



**3pp® Buddy loop®** sind eine saubere, wirtschaftliche Alternative gegenüber Tape und bieten sicheren, wiederverwendbaren Fingerschutz.

Anwendungsgebiete:

Ideal zum Schutz von Verstauchungen, eingeklemmten Fingern und kleineren Frakturen.

Eigenschaften

- Weiche, mit Schaumstoff ausgekleideten Streifen
- Kein Verrutschen oder Rollen
- Waschbar und wiederverwendbar
- Latexfrei

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe
KRE771312-14	2,50 cm breit	schwarz
KRE771315-17	1,90 cm breit	grau
KRE771302-04	1,27 cm breit	schwarz




Wir bieten Ihnen Einzelabnahme, oder VE mit 25,50.,100 Stück an.

**Eigenschaften**

- **Schnellverband**
- weiches und elastisches Material
- daher sehr hoher Tragekomfort
- zur Anwendung an Fingern und Zehen
- **Latexfrei**
- Waschbar bei 60°C



Einfach und Schnell anzulegen – Kein zuschneiden nötig !!!



**Material:**  
79 % Polyamid  
21% Elasthan

PC-fähiger Artikel



1 Packung enthält 20 Stück

**Einsatz**

- Nach Verletzungen an Fingern oder Zehen
- Als Fixierungersatz bei Pflastern oder Bandagen, da dies an Fingern und Zehen oft schwierig in der Handhabung ist
- Als Hygieneschutz da, kein Schmutz in die Wunde gelangt

Größe	Farbe	Art. Nr.	PHZ
Small	Gelb	TYT 01.01.067	10395749
Medium	Blau	TYT 01.01.068	10395873
Large	Braun	TYT 01.01.069	10395643



## Ecofix Kopfschnellverband


- **Nach der Wundversorgung** durch sterile oder unsterile Auflagen wird der elastische Kopfschnellverband in **ganz einfacher Handhabung** zur Fixierung der Auflagen angewendet
  - Der Kopfschnellverband ist eine **zeitsparende Kompaktlösung**
- Er wird **wie eine Mütze** übergezogen und bietet so eine **optimale Fixierung**
  - Ein **Bändchen**, das den Kopfschnellverband unter dem Kinn festhält, **macht ein Verrutschen unmöglich**
- Gegenüber herkömmlichen Netzschlauchverbänden bietet dieser Schnellverband eine **Optimierung** und ist deshalb auch **von nicht geschulten Personen leicht anzulegen**

Materialzusammensetzung:

62 % Polyester  
 20 % Elastan  
 18 % Baumwolle  
 Latexfrei

Verfügbar in Größe I (klein) und Größe II (groß)

Art. Nr.	PHZ	Unsere Art. Nr.	VE
Gr. 1 klein	10395910	SSB 523114 K	25 Stück
Gr. 2 groß	10395956	SSB 523114 G	25 Stück




ECO-Coolaris Zinkleim Kühlbandage verbindet durch Ihre verbesserte Rezeptur die sehr guten Eigenschaften einer Zinkleimbinde mit der einer Kühlbandage.

**Kann in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf abgerechnet werden.**

1 Verpackungseinheit = 10 Binden

Die zirkuläre Kühlwirkung hält über einen Zeitraum von bis zu 5 Stunden nachweislich und kann durch nachträgliches Besprühen mit Wasser zusätzlich verlängert werden.

Größe	PHZ
5 m x 6 cm	10715823
5 m x 8 cm	10715846
5 m x 10 cm	10715852



# Eco-haft/krepp

kohäsive, elastische Fixierbinde, gekrepp



Eco-haft/krepp ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit gekreppter Struktur und universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschneiden und ist dabei wirtschaftlich, da nur wenig Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt. Farbe: weiß

Auch in rot, gelb, grün, blau, violett und schwarz erhältlich (nur in 20m!).

## Anwendungsgebiete:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden



## Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
4cm	63504	11518616	ca. 20m	1 St.
6cm	63506	11518622	ca. 20m	1 St.
8cm	63508	11518639	ca. 20m	1 St.
10cm	63510	11518645	ca. 20m	1 St.
12cm	63512	11518651	ca. 20m	1 St.

in 4 Meter Länge:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
4cm	63604	11518562	ca. 4m	1 St.
6cm	63606	11518579	ca. 4m	1 St.
8cm	63608	11518585	ca. 4m	1 St.
10cm	63610	11518591	ca. 4m	1 St.

(Länge gedehnt)

## Materialzusammensetzung:

36% Baumwolle

36% Viskose

28% Polyamid

Beschichtung: mikropunktueller Latexbeschichtung

## Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.

Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Haltbarkeitsüberwachung.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	100%
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	CE
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9050
<b>Haltbarkeit:</b>	3 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja

## Eco-haft/krepp color

kohäsive, elastische Fixierbinde, gekreppt, farbig



Eco-haft/krepp color ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit gekreppter Struktur und universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschnüren und ist dabei wirtschaftlich, da nur wenig Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt.

### Anwendungsgebiete:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden



### Bestellinformationen:

(Länge gedehnt)

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
6cm	63006	11518869	ca. 20m	1 St.
8cm	63008	11518852	ca. 20m	1 St.
10cm	63010	11518763	ca. 20m	1 St.
6cm	63706	11518875	ca. 20m	1 St.
8cm	63708	11518823	ca. 20m	1 St.
10cm	63710	11518757	ca. 20m	1 St.
6cm	63806	11518881	ca. 20m	1 St.
8cm	63808	11518817	ca. 20m	1 St.
10cm	63810	11518740	ca. 20m	1 St.
6cm	63906	11518898	ca. 20m	1 St.
8cm	63908	11518800	ca. 20m	1 St.
10cm	63910	11518734	ca. 20m	1 St.
6cm	63306	11518906	ca. 20m	1 St.
8cm	63308	11518786	ca. 20m	1 St.
10cm	63310	11518728	ca. 20m	1 St.
6cm	63106	11518711	ca. 20m	1 St.
8cm	63108	11518705	ca. 20m	1 St.
10cm	63110	11518697	ca. 20m	1 St.

### Materialzusammensetzung:

72% Baumwolle

28% Polyamid

Beschichtung: Latex-Mikropunktbeschichtung

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	60%
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	<b>CE</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9050
<b>Haltbarkeit:</b>	3 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja



# Eco-abdominal

postoperative Leibbandage



Eco-abdominal ist ein sofort einsatzbereiter, postoperativer Stützverband, durch den Klettverschluss schnell und individuell anzulegen und zu verstellen. Das große Auflagepolster sorgt für gleichmäßige Druckverteilung. Der Stützverband ist aufgrund des atmungsaktiven Rippenmaterials sehr angenehm zu tragen.

#### Anwendungsgebiete:

- zum Stützen nach Thorax- und Abdomenoperationen, Brustkorbprellungen und Rippenbrüchen
- Entlasten der Bauchmuskulatur

#### Besonderheiten:

- modifizierte Ausführungen nach Absprache
- Sonderlängen und -breiten auf Anfrage
- Etikettierung nach Absprache

#### Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	Rumpfumfang	VE
1	12345		65-75cm	1 St.
2	12346		75-85cm	1 St.
3	12347		85-95cm	1 St.
4	12348		95-105cm	1 St.
5	12349		105-115cm	1 St.
6	12350		115-125cm	1 St.
7	12351		125-135cm	1 St.
8	12352		135-145cm	1 St.
9	12353		145-155cm	1 St.
10	12354		155-165cm	1 St.

#### Materialzusammensetzung:

Veloursmaterial (Auflagepolster) :  
Polyurethanschaum, Polyamid-Velours, Zellwollgewebe  
Bandagenmaterial:  
Polyamid, Polyester, Elasthan, Baumwolle

#### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

#### Dehnung ca. (in %):

auf Anfrage

#### Sterilisation:

unsteril

#### waschbar bis:

60°C (immer mit geschlossenen Klettverschlüssen)

#### CE-Kennzeichnung:

CE

#### Zolltarifnummer:

3005.9050

#### Haltbarkeit:

entfällt

#### Klassifizierung:

I unsteril

#### Anhang:

I und VII,  
nach RL 93/42 EWG

#### Regel:

1

#### Produkt zum

einmaligen Gebrauch

nein



# Eco-armstütze

## Armschlinge



Eco-armstütze ist eine sofort einsetzbare Fertigbandage zur sicheren Fixierung des Armes. Der links und rechts tragbare Verband kann leicht und individuell eingestellt werden und vermindert die Ermüdung des Nacken sowie den Druck auf Ellbogen und Arm. Farbe: **blau**

### Anwendungsgebiete:

- zum Fixieren und Ruhigstellen des Armes nach Operationen
- bei Auskugeln oder Verrenken der Schulter
- zur Entlastung von Schulter, Arm und Ellenbogen

### Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	VE
S	90401		1 St.
M	90402		1 St.
L	90403		1 St.
XL	90404		1 St.

### Materialzusammensetzung:

Armbeutel: Baumwolle  
Veloursmaterial (Träger) :  
Polyurethanschaum, Polyamid-Velours, Zellwollgewebe  
Gurtband: Baumwolle  
2 Klettverschlüsse, 2 Metallverschlüsse,  
Kunststoffschnallen

### Spezielle Lagervorschriften:


First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	entfällt
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	30°C (immer mit geschlossenen Klettverschlüssen)
<b>CE –Kennzeichnung:</b>	<b>CE</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9050
<b>Haltbarkeit:</b>	entfällt
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	nein



# Eco-druckverband

postoperativer Druckverband



Eco-druckverband ist ein postoperativer Fertigdruckverband, der durch die Klettverschlüsse schnell geschlossen und optimal angepasst werden kann. Das Material ist weich und luftdurchlässig und bietet dem Patienten somit einen hohen Tragekomfort. Gleichzeitig wird das Kompressorium sicher fixiert. Linke Version mit blauem Einnäher zur besseren Unterscheidung.

#### Anwendungsgebiete:

- zur Kompression  
z.B. nach Herzkatheteruntersuchungen

#### Besonderheiten:

- modifizierte Ausführungen nach Absprache
- Sonderlängen und -breiten auf Anfrage
- Etikettierung nach Absprache

#### Anleheinweise:

Dieser Druckverband besteht aus einem Hüft- und einem Oberschenkelgurt, die miteinander vernäht sind und mittels Klettverschluss am Körper angelegt werden. Es gibt sowohl eine rechte als auch linke Ausführung dieses Verbandes. Im ersten Schritt wird der Hüftgurt geschlossen und das zu fixierende Kompressorium am Oberschenkel aufgelegt. Unter festem Zug wird anschließend der Oberschenkelgurt über das Kompressorium geführt und mittels Klettverschluss am Hüftgurt fixiert.

#### Bestellinformationen:


Größe/Umfang	Art-N°	PZN	VE
Links Universalgröße	88050		1 Stück
Rechts Universalgröße	88051		1 Stück

#### Materialzusammensetzung:

Polyamid, Polyester, Elastan, Elastomer, Baumwolle  
Klettverschluss: Polyamid

#### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	auf Anfrage
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	60°C (immer mit geschlossenen Klettverschlüssen)
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9050
<b>Haltbarkeit:</b>	entfällt
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	nein



# Eco-handgelenkbandage

mit Daumenschlaufe



Standardfarbe: schwarz

Eco-handgelenkbandage ist sofort einsatzbereit und besteht aus elastischem Fixierbandagenmaterial. Hautfreundliches und luftdurchlässiges Frotteematerial auf der Innenseite der Bandage erhöht zusätzlich den Tragekomfort. Sicherer Halt durch Daumenschlaufe mit gepolstertem Paspelband, welches das Einschneiden in die Haut verhindern soll. Sowohl links wie rechts tragbar.

#### Anwendungsgebiete:

- zum Schutz überlasteter und verletzter Handgelenke sowie zur Vorbeugung

#### Bestellinformationen:

Größe/Umfang	Art-N°	PZN	VE
Universalgröße	14012		1 St.

#### Materialzusammensetzung:

Baumwolle, Elastomer\*, Polyamid, Polyester  
Klettverschluss: Polyamid

\*enthält Latex

#### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	auf Anfrage
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	40°C (immer mit geschlossenen Klettverschlüssen)
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	<b>CE</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9050
<b>Haltbarkeit:</b>	entfällt
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	nein



# Eco-hüftbandage

## postoperative Hüftbandage



Eco -hüftbandage ist ein postoperativer Fertigverband, der die Wunddrainage erleichtert, das Hämatomrisiko reduziert und hypotropher Narbenbildung vorbeugt. Aufgrund des hautfreundlichen und weichen Materials besitzt die Bandage einen hohen Tragekomfort für den Patienten. Sie ist links wie rechts tragbar, einfach in der Handhabung und durch ihren Klettverschluss individuell justierbar.

### Anwendungsgebiete:

- zur Stützung und Kompression nach Hüftoperationen

### Besonderheiten:

- modifizierte Ausführungen nach Absprache
- Sonderlängen und -breiten auf Anfrage
- Etikettierung nach Absprache

### Bestellinformationen:

Größe/ Umfang	Art-N°	PZN	VE
Universalgröße	88600		1 St.

### Materialzusammensetzung:

Polyamid-Velours, Polyurethanschaum, Zellwollgewebe, Baumwolle, Polyester, Gummi\*

Klettverschluss: Polyamid

\*Gummi (enthält Latex), umspinnen. Gummifäden kommen nicht in direkten Kontakt mit der Haut.

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	auf Anfrage
<b>Sterilisation:</b>	unsteril
<b>waschbar bis:</b>	30°C (immer mit geschlossenen Klettverschlüssen)
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	<b>CE</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9050
<b>Haltbarkeit:</b>	entfällt
<b>Klassifizierung:</b>	I unsteril
<b>Anhang:</b>	I und VII, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	1
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	nein

# Eco-loop spezial

sofort einsetzbare Clavicula-Bandage



Eco-loop spezial ist eine sofort einsatzbereite Clavicula-Bandage aus weichem Schaumstoffmaterial. Sie bietet angenehme Trageigenschaften für den Patienten, verhindert Druckstellen und kann jederzeit nachgestellt werden. Somit erfolgt eine regelmäßige und konstante Ruhigstellung der betroffenen Stelle.

#### Anwendungsgebiete:

- bei Schlüsselbeinfrakturen

#### Besonderheiten:

- modifizierte Ausführungen nach Absprache

#### Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	Thorax-Umfang	VE
S	65080		65-80cm	1 St.
M	65081		80-95cm	1 St.
L	65082		95-110cm	1 St.
XL	65083		110-125cm	1 St.

#### Materialzusammensetzung:

Veloursmaterial:

- Obermaterial: Polyamid-Velours
- Schaumstoff: Polyurethanschaum
- Untermaterial: Zellwollgewebe

Klettverschlüsse: Polyamid

Quadratisches Rückenteil: Polypropylen (PP)

#### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

**Dehnung ca. (in %):**

entfällt

**Sterilisation:**

unsteril

**waschbar bis:**

30°C (immer mit geschlossenen Klettverschlüssen)

**CE-Kennzeichnung:**

**CE**

**Zolltarifnummer:**

3005.9050

**Haltbarkeit:**

entfällt

**Klassifizierung:**

I unsteril

**Anhang:**

I und VII, nach RL 93/42 EWG

**Regel:**

1

**Produkt zum**

**einmaligen Gebrauch**

nein



# Eco-Gilchristverband

sofort einsetzbare Oberarm-Schulterbandage



Eco-Gilchristverband ist eine sofort einsetzbare, beidseitig tragbare Spezialbandage zur Ruhigstellung von Schulter und Oberarm. Durch den Einsatz weicher Schaumstoffgurte weist die Bandage angenehme Trageeigenschaften auf. Gurtinnen-seiten, die direkt auf der Haut aufliegen, sind mit 100% Baumwolle beschichtet. Da die verletzte Schulter frei bleibt, kann die Wunderversorgung ohne Abnahme der Bandage durchgeführt werden.

## Anwendungsgebiete:

- Ruhigstellung postoperativ und posttraumatisch
- Scapulafraktur
- subcapitale Humerusfraktur
- Fraktur der Tubercula
- Humeruskopffraktur
- Fraktur des Processus Coracoideus
- Luxation / Luxationsbruch
- Distorsion / Kontusion
- Rotatorenverletzung
- Periarthritis humeroscapularis

## Besonderheiten:

- modifizierte Ausführungen nach Absprache



## Bestellinformationen:

Größe	Art-N°	PZN	VE
XS (nur auf Anfrage)	90200		1 St.
S	90201		1 St.
M	90202		1 St.
L	90203		1 St.
XL	90204		1 St.
XXL (nur auf Anfrage)	90205		1 St.

## Materialzusammensetzung:

Veloursmaterial (Tragegurte) :

Obermaterial: Polyamid-Velours

Schaumstoff: Polyurethanschaum

Untermaterial: Zellwollgewebe

Armschlinge: Baumwolle, Gummi\* , Polyester

Klettverschluss: Polyamid

\*Gummi (enthält Latex), umspinnen. Gummifäden kommen nicht in direkten Kontakt mit der Haut.

## Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

**Dehnung ca. (in %):**

entfällt

**Sterilisation:**

unsteril

**waschbar bis:**

30°C (immer mit geschlossenen Klettverschlüssen)

**CE-Kennzeichnung:**

CE

**Zolltarifnummer:**

3005.9050

**Haltbarkeit:**

entfällt

**Klassifizierung:**

I unsteril

**Anhang:**

I und VII,  
nach RL 93/42 EWG

**Regel:**

1

**Produkt zum einmaligen Gebrauch**

nein

# PMT™ – Halo – System



## Modell 1233

PMT-Halo-System (MRI/CT) mit  
Kohlefaser-Ring (Open-Back),  
Super-Ringgelenke,  
Airbag-Weste mit Luftpolster und Fell



# Die PMT™ Halo-Fixateur Externe Generation

## **Einzigartige integrierte Justierungsmöglichkeiten**

- stufenlose exakte Ausrichtung (Extension, Distraction, Flexion & A/P-Korrektur) aufgrund eingebauter Gelenke und Stellschrauben
- eine Veränderung der Lage des Patienten ist nicht erforderlich
- einfachste Handhabung, da keine zusätzlichen Bolzen, Muttern, Platten und Querstreben benötigt werden

## **Geringes Gewicht – Hohe Stabilität**

- es kommen ausschließlich hochwertige Materialien, wie Kohlefaser, Titan und Spezialkunststoffe zur Anwendung
- geringes Gewicht, bei einer gleichzeitig hohen Stabilität und extremen Belastbarkeit
- es werden ebenso jegliche statische Überleitungen und Übertragungen von Schwingungen verhindert

## **Patientenfreundlich**

- frühzeitige Mobilisierung jederzeit möglich
- hautverträgliches, auch waschbares Lammwoll-Westenfutter
- keine Reflexionen

## **Einfachste allseitige Variabilität**

- fest eingebaute Gelenke mit wenigen Schraubverbindungen gewährleisten eine hohe Variabilität ohne Gefahr einer Lockerung oder Instabilität.

## **Deutliche Vorteile bei der Nachsorge**

- Röntgentransparent
- CT / MRI - kompatibel

## **Die Halo-Westen**

- in der MRI-Version in vier Ausführungen und jeweils fünf Größen verfügbar
- zusätzlich fünf spezielle Kinderwesten erhältlich
- formbare, dennoch stabile Spezialkunststoffe ermöglichen jederzeit eine Anpassung an die anatomische Erfordernisse
- vier verstellbare und zugfeste Schnallenverschlüsse mit fest montierten Führungsschienen verhindern ein seitliches Verschieben beider Westenteile
- leichte Justierbarkeit, da nur vier Schraubverbindungen an den Westen
- eingebaute Thorax-Falte ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Brustraum, ohne Demontage des Systems

## **Die Halo Ringe**

- in zwei Versionen (geschlossen und Open-Back) aus Kohlefaser und in bis zu sechs verschiedenen Größen erhältlich
- variable Positionierung der Kopf und Positionsschrauben möglich

## **Die Halo Super-Ringgelenke**

- vielseitige, einfache Justiermöglichkeiten
- nachträgliche Korrekturen jederzeit möglich

## PMT™ Halo-System

### Bewährt und zukunftssicher

Mit dem seit Jahren bewährten PMT-Halo-System sind alle Vorteile der traditionellen HWS- und DENS-Behandlung verbunden, jedoch nicht deren Nachteile.



Sowohl für den behandelnden Arzt, als auch für das Klinikpersonal sind aufgrund einfachster Handhabung mit diesem System die vielfältigen Fehlerquellen beim Anlegen eines Halo und bei der Pflege des Patienten nahezu ausgeschlossen.

Diagnostik und Versorgung des Halo-Patienten werden erleichtert

Die frühzeitige Möglichkeit der Mobilisierung erleichtern nicht nur dem Patienten die rasche Eingliederung in das private und berufliche Leben.



# Größentabellen Halo Westen und Halo Ringe

Westengröße für Erwachsene					
Westengröße	Hüftumfang	Brustumfang *	Schulter zum Schwertfortsatz	Schulter zum Darmbeinkamm	Halsausschnitt
Small	71 – 86 cm	66 – 84 cm	29 cm	42 cm	17 cm
Medium	81 – 97 cm	84 – 102 cm	33 cm	46 cm	17 cm
Large	91 – 107 cm	102 – 117 cm	36 cm	50 cm	17 cm
X – Large	102 – 117 cm	117 – 127 cm	43 cm	57 cm	20 cm
XX – Large	117 – 132 cm	122 – 137 cm	48 cm	64 cm	21 cm

Westengrößen für Kinder				
Westengröße	Brustumfang *	Schulter zum Schwertfortsatz	Schulter zum Darmbeinkamm	Halsausschnitt
PÄD 00	48 – 53 cm	11 cm	17 cm	8 cm
PÄD 0	51 – 55 cm	13 cm	19 cm	9 cm
PÄD 1	56 – 72 cm	17 cm	24 cm	10 cm
PÄD 2	56 – 72 cm	18 cm	27 cm	11 cm
PÄD 3	56 – 72 cm	22 cm	31 cm	11 cm
PÄD 4	67 – 83 cm	20 cm	29 cm	12 cm

\* Der **Brustumfang** (Höhe Mammillarlinie) reicht in der Regel als Maßangabe aus

Ring Größen **		
Ring-Typ	Kohlefaser, geschl.	Open-Back
XX-Small		36 – 43 cm
X-Small	36 – 41 cm	41 – 49 cm
Small	41 – 48 cm	41 – 53 cm
Medium	48 – 56 cm	53 – 61 cm
Large	56 – 61 cm	61 – 66 cm
X-Large	61 – 66 cm	66 – 71 cm
XX-Large	66 cm und mehr	

\*\* (Gemessener Kopfumfang ca. 1 cm oberhalb der Augenbrauen (+ 4,5 cm))

# Elastischer Fixierslip „BASIC LINE“



Einweg-Netzhöschen für den OP-Bereich sowie zur Fixierung diverser Vorlagen.

Der Fixierslip ist aus hautfreundlichem, texturiertem Polyesterfilamentgarn und Elastanfäden, in unterschiedlichen Feinheiten, hergestellt. Durch diesen Materialeinsatz und den Bindungsaufbau erhält das Produkt eine hohe Elastizität, die eine gute Körperpassform und dadurch eine gute Vorlagenfixierung bewirkt. Die offene Struktur des Netzhöschens sorgt für ein gutes Mikroklima auf der Haut.

Materialzusammensetzung:  
85 % Polyester  
15 % Elasthan  
Latexfrei

Sterilisierbar: auf Anfrage

Artikelnummer

10-02-710	medium	grün	1 Streifen
10-03-000	large	weiß	ohne Streifen
10-04-310	x-large	hellblau	1 Streifen

Verpackungsaufmachung:

F005	5 Stück/Folie
K050	50 Stück/Spenderbox
B300	300 Stück/Umkarton

Kundenspezifische Verpackungsaufmachung ist möglich.

PZN und Positionsnummer im Hilfsmittelverzeichnis auf Anfrage.

Throwaway net pants for the operating area and for fixing miscellaneous seals.

The pants are made from textured polyester filament yarn interwoven with Elasthan that is kind to the skin. Through the use of these materials and the structure of the weaving the product is given more elasticity. This gives a closer fit to the body and holds the pad more securely in position.

The open structure of the net assures a good microclimate of the skin.

Material Composition:  
85 % Polyester  
15 % Elasthan  
Free of latex

Able to sterilize: on request

Article number

10-02-710	medium	green	1 stripe
10-03-000	large	white	without stripe
10-04-310	x-large	light-blue	1 stripe

Packaging sizes:

F005	5 pcs./polybag
K050	50 pcs./dispenser
B300	300 pcs./carton

Special customized packaging if desired.

Culottes filet pour le domaine opératoire et la fixation de garnitures diverses.

Le slip de fixation est à base de fils de filament de polyester texturés et d'élasthane, particulièrement doux pour la peau, qui sont eux aussi confectionnés dans des finesses différentes. L'apport d'élasthane dans le slip à mailles et la structure de fixation confèrent au produit une haute élasticité, laquelle assure une parfaite adaptation à la forme du corps et permet d'obtenir un bon positionnement de la couche.

La structure ouverte du slip à mailles garantit un bon microclimat de la peau.

Composition des matériaux:  
85 % Polyester  
15 % Élasthane  
Sans latex

Stérilisable: sur demande

Référence d' article

10-02-710	medium	vert	1 rayure
10-03-000	large	blanc	sans rayure
10-04-310	x-large	bleu clair	1 rayure

Unité d'emballage:

F005	5 pcs./sachet
K050	50 pcs./distributeur
B300	300 pcs./carton

Emballage spécial possible aussi en conditionnement propre.



**Holland Unterarmgehstütze ECO-Safe**

mit geschlossener Armschale, bietet Ihnen einen besseren Halt und mehr Sicherheit. Da beim kurzen loslassen der Unterarmgehstütze diese nicht aus der Hand fällt. Durch die geschlossene Ellenbogenmanschette die dennoch auf alle Bewegungen flexibel reagiert. Der Handgriff ist mit anat. Keilgriff aus Kunststoff. Bietet zudem Anti-Rutsch-Gummifüße und doppelte Höhenverstellung für Komfort und Flexibilität.

Art. Nr.	VE
AIDVP147	1 Paar



**Unterarmgehstütze ECO-Color**

wir bringen Farbe ins Spiel.

Art. Nr.	Farbe	VE
OSS220DEFOOrSW	orange-schwarz	1 Paar
OSS220DFGeSW	gelb-schwarz	1 Paar
OSS220DFBISW	blau-schwarz	1 Paar
OSS220DFGrSW	grün-schwarz	1 Paar



**Orthomed® anatomische Cervicalstütze**

Art. Nr.	Größe	PHZ
ORT100-7543	7,5 cm x 43 cm, Gr. S	10756242
ORT100-1044	10 cm x 44 cm, Gr. S	10756271
ORT100-7545	7,5 cm x 45 cm, Gr. M	10756259
ORT100-1047	10 cm x 47 cm, Gr. M	10756288
ORT100-7550	7,5 cm x 50 cm, Gr. L	10756265



Ihr Partner in Klinik und Praxis sowie Alten- und Pflegeheimen.

Antwort

**eco** Medizintechnik Limited  
 Kunigundenstr. 14  
 D 91207 Lauf a. d. Pegnitz

**Faxnummer:** 09123 98 75 85  
**Telefonnummer:** 09123 99 08 36  
**e-mail:** [info@eco-medizintechnik.de](mailto:info@eco-medizintechnik.de)

Für Aufträge unter netto 100,00 € berechnen wir anteilig 4,12 € netto für Porto und Verpackung.  
**Ab einem Warenwert von netto 100,00 € liefern wir frei Haus innerhalb Deutschland.**

**Für Kunden**

Bitte hier Ihre Kundennummer eintragen

Telefonnummer für Rückfragen

Ansprechpartner

**Für Neukunden**

Firma

Ansprechpartner

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

e-mail

Menge	Bestellnummer	Artikelbezeichnung / Größe / Farbe

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an gewerbliche Händler und Unternehmen.  
 Preise vorbehaltlich Preisänderungen seitens Hersteller oder am Rohstoffmarkt.

Datum, Ort

Stempel, Unterschrift

**Preisänderungen können sich, aufgrund Kursschwankungen des Dollars oder Preisänderungen unserer Zulieferer jederzeit ergeben. Wir behalten uns daher ausdrücklich das Recht vor, Preise jederzeit zu ändern. Diese bestätigen wir Ihnen vorab per Auftragsbestätigung.**

# eco

## Medizintechnik

Kunigundenstr. 14 91207 Lauf bei Nürnberg  
Telefon 09123 990836 Fax 09123 9875 85

Informationen unter [info@eco-medizintechnik.de](mailto:info@eco-medizintechnik.de)

Onlineshop [www.ecomedical.de](http://www.ecomedical.de)

